



LAUDO DE AVALIAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 355/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPOS HOSPITALARES PARA
NUTRIÇÃO ENTERAL.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, após recebimento da amostra pelo Setor de Compras e Licitações, recebemos a amostra para avaliação de sua qualidade e especificações técnicas, referente ao processo licitatório supracitado, após avaliação, sendo classificado conforme segue abaixo:

VALE COMERCIAL EIRELI:

- Lote 002: EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CONECTOR ESCALONADO: equipo para administração de frascos ou bolsa de dieta enteral, estéril, de uso único. apirogênico, atóxico. comprimento: aproximadamente 150cm. composição: tubo em pvc transparente, flexível, livre de látex e dehp, com ponta perfurante anatômica e não tri facetada provida de tampa protetora, gotejador macrogotas, câmara de gotejamento flexível, transparente para visualização do gotejamento, tubo extensor flexível em coloração azul com no mínimo 1,50 cm de comprimento, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete de alta precisão e corta fluxo, conector escalonado e protetor. embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante e responsável técnico, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no ministério da saúde. apresentar catálogo técnico. apresentar amostra no pregão ou conforme item 8.1.7 do edital. da marca **DESCARPARCK RMS 10330669103. Modelo 0411401 Escalonado - APROVADO**

Sem mais,

Extrema 28 de novembro de 2023.

Isabella Figueiredo da Silva Morais
Nutricionista
Secretaria Municipal de Saúde

Isabella Figueiredo
NUTRICIONISTA
CRN9 24905



Equipo Para Nutrição Enteral Descarpack


DESCRIÇÃO

O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** é um produto médico hospitalar, estéril, de uso único, confeccionado em PVC atóxico e flexível.

É composto por uma ponta perfurante com tampa protetora, a qual se conecta adequadamente ao frasco ou a bolsa de nutrição, sem vazamentos.

Possui um tubo coloração azul com 150 cm, para evitar conexões acidentais com o acesso venoso. O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** dispõe ainda de uma câmara gotejadora macrogotas, e um regulador de fluxo, que permite o controle da saída de nutrientes da bolsa ou frasco, conforme a necessidade do paciente.

PRODUTO



Modelo Escalonado



Modelo Slip

Cadastro Anvisa: 10330669103

Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** foi desenvolvido para administração de soluções enterais, realizando a ligação da sonda de alimentação enteral, ligada ao paciente, ao recipiente de solução, frasco ou bolsa, que contém o alimento a ser administrado.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** é disponível nos modelos com conector luer slip e escalonado.

COMPOSIÇÃO

- **Tubo:** Cloreto de Polivinila (PVC);
- **Ponta Perfurante:** Cloreto de Polivinila (PVC) rígido;
- **Câmara de Gotejamento:** Cloreto de Polivinila (PVC);
- **Conector Luer Slip e Escalonado:** Polipropileno;
- **Pinça Reguladora de Fluxo:** Polipropileno;
- **Tampa Protetora da Ponta Perfurante:** Polipropileno;
- **Tampa Protetora dos Conectores Luer Slip e Escalonado:** Polipropileno.

VALIDADE

05 (cinco) anos após data de esterilização.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Quant. Caixa Master
Escalonado	0411401	500 unidades
Luer Slip	0411301	500 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

1. Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade do Equipo (utilizar somente se a embalagem estiver intacta);
2. Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
3. Retirar a tampa protetora da ponta perfurante;
4. Conectar o equipo ao frasco plástico descartável ou diretamente no frasco da dieta (se sistema fechado). A pinça reguladora de fluxo deve estar fechada;
5. Suspender o frasco pelo menos 60 cm acima da cabeça do paciente;
6. Abrir a pinça reguladora de fluxo para permitir que o líquido escorra até o outro extremo do equipo;
7. Fechar a pinça reguladora de fluxo, conectar o extremo do equipo na sonda e regular a velocidade de administração com o equipo.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- Proibido reprocessar;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Após o uso descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.